

Odbierz swoje wyniki on-line

- + wejdź na stronę: wyniki.diag.pl
- + wybierz /pojedyncze zlecenie/
- + wpisz numer zlecenia
- + podaj datę urodzenia

Kod kreskowy/numer Twojego zlecenia:

Uwaga! Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:



695 235 299



kontakt@nowagenetyka.pl

Diagpack



Badanie laboratoryjne do samodzielnego pobrania

Instrukcja pobrania

Rak jelita grubego COLOTECT

Przekazujemy Państwu zestaw umożliwiający samodzielne pobranie w zaciszu domowym materiału do badania genetycznego. Test genetyczny COLOTECT™ jest badaniem przesiewowym w kierunku raka jelita grubego, trzeciego najczęściej występującego nowotworu w Polsce. Pozwala wykryć nieprawidłowości na wczesnym etapie oraz ocenić ryzyko rozwoju choroby.

Skład zestawu:

- łyżka do pobierania próbki kału,
- probówka do pobierania próbki z płynem konserwującym,
- rękawiczki,
- biodegradowalna podkładka toaletowa,
- kod kreskowy do naklejenia na probówkę,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
- formularz zlecenia wykonania badania COLOTECT,
- instrukcja pobrania,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa.



Diagnostyka+

diagnostyka.pl

Przed pobraniem:

1. Przed pobraniem próbki kału, w razie potrzeby, opróżnij pęcherz moczowy.
2. Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
3. Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu skontaktuj się pisząc na adres mailowy: diagpack@diag.pl
4. Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE.
W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.
5. Wypełnij i podpisz Formularz zlecenia badania COLOTECT.

UWAGA! Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością uzyskania wyniku i koniecznością zakupu nowego zestawu na koszt pacjenta.



Odesłanie zestawu

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest ważny 80 dni roboczych od daty wystawienia.

Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejając etykietą zwrotną DHL.

- + Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>
- + Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”
- + Przesyłka jest opłacona.

Nadanie przesyłki powinno nastąpić niezwłocznie po pobraniu - najpóźniej następnego dnia od pobrania. Wysyłka powinna nastąpić w dniach poniedziałek - piątek. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.

Instrukcja pobrania wymazu:

UWAGA: Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem należy wykonywać w jednorazowych rękawiczkach dołączonych do zestawu.



Oddaj kał na podkładkę toaletową naciągniętą na deskę sedesową.



Umyj ręce i załóż rękawiczki.



Delikatnie odkręć probówkę, użyj łyżki do pobierania i zbierz jedną pełną próbkę kału z dwóch lub trzech różnych miejsc z powierzchni kału.



Włóż łyżkę z próbką kału z powrotem do probówki. Popchnij łyżkę w kierunku dna probówki, aby upewnić się, że próbka jest całkowicie zanurzona w płynie konserwującym.



Zakręć probówkę i umieść w torbie na odpady biologiczne i włóż ją do koperty do wysyłki.



Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania kału.
Naklej na probówce - wzdłuż probówki - naklejkę z indywidualnym kodem kreskowym.



Umieść probówkę w pudełku.
Pamiętaj, że do pudełka musi zostać dołączone dokładnie wypełnione OŚWIADCZENIE opisane datą pobrania oraz Formularz zlecenia badania COLOTECT, a także e-voucher otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału.



Wyślij materiał do laboratorium niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 24h od momentu pobrania próbki).
Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj ją w temperaturze pokojowej z dala od źródeł światła i ciepła.